

MOBILIÁRIO ESCOLAR | MOBILIER SCOLAIRE

# SCHOOL FURNITURE









## THE SCHOOL

EN

### COMPANY

Since 1978 Industrial Laborum Ibérica is the first Portuguese company to produce and install laboratory furniture, taking advantage of a growing market segment that until now were solely dependent on imports of goods and services of foreign companies.

### SCHOOL

The school is a living, evolving and heterogeneous system, either by requiring the combination of different functional areas or by the morphological conditions, as well as the architectural and constructive quality of the building itself. The need to equip schools with new resources in order to provide an appropriate working environment to the practice of a modern education has enabled Industrial Laborum Ibérica, based on its extensive experience in hospitals and laboratories, to develop school projects.

Projects based on principles of durability and sustainability, which include standardized solutions, arise from the implementation of standard projects and serial construction, but also innovative solutions, in terms of space and construction, in buildings with recognized heritage value.

Hence, Industrial Laborum Ibérica meets the requirements of the new educational and environmental paradigms ensuring the conditions for schools' integrated work.

#### Quality Standards and Certification

Industrial Laborum Ibérica is annually audited and certified by TÜV Rheinland Group, a multinational, leader in providing inspection and certification.

Therefore, ILI's lab furniture accomplish the most demanding regulations, because the whole manufacturing process is certified according ISO 9001:2008.

The investment in recognition of our expertise includes the testing and certification of Fume Cupboards, EN14175-2:2003 (Ed.1) e EN14175-3:2003 (Ed.1) and Chemical Laboratory Benches, EN 13150:2002 (Ed.1).

PT

### EMPRESA

Desde 1978 a Industrial Laborum Ibérica é a primeira empresa portuguesa a produzir e instalar mobiliário de laboratório, aproveitando um segmento de mercado em ascensão que, até à data, dependia exclusivamente da importação de bens e serviços de empresas estrangeiras.

### ESCOLA

A escola é um organismo vivo, evolutivo e um conjunto heterogéneo quer pela exigência da articulação dos seus diferentes sectores funcionais quer pelas condições tipo-morfológicas e qualidade arquitectónica e construtiva do próprio edifício onde se insere. A necessidade de dotar as escolas de novos meios que proporcionem ambientes de trabalho adequados à prática de um ensino moderno permitiu à Industrial Laborum Ibérica, com base na sua vasta experiência nas áreas hospitalar e laboratorial, o desenvolvimento de projectos para escolas.

Projectos assentes em princípios de durabilidade e sustentabilidade de intervenção, que compreendem soluções normalizadas, decorrentes da aplicação de projectos-tipo e recorrentes à construção em série, mas também soluções inovadoras, em termos espaciais e construtivos, em edifícios com reconhecido valor patrimonial.

A Industrial Laborum Ibérica responde, deste modo, às exigências decorrentes dos novos paradigmas educativos e ambientais, garantindo as condições para o funcionamento integrado das escolas.

#### Normas e Certificação

A Industrial Laborum Ibérica é anualmente auditada e certificada pela TÜV Rheinland Group, empresa líder na prestação de serviços de inspecção e certificação. Assim, o mobiliário de laboratório da ILI cumpre os regulamentos mais exigentes, já que todo o processo de produção tem a certificação ISO 9001:2008.

A aposta no reconhecimento das nossas competências abrange, ainda, o ensaio e a certificação das Hottes Químicas, EN14175-2:2003 (Ed.1) e EN14175-3:2003 (Ed.1) e das Bancadas Laboratoriais, EN13150:2001 (Ed.1).

FR

### ENTREPRISE

Depuis 1978 Industrial Laborum Ibérica est la première entreprise portugaise à produire et installer du mobilier de laboratoire, bénéficiant ainsi d'un segment en ascension dans le marché, qui à date dépendait exclusivement de l'importation des biens et services de compagnies étrangères.

### L'ÉCOLE

L'école est un organisme vif et en évolution constante, c'est un ensemble hétérogène dû aux exigences d'articulation de ses différents secteurs fonctionnelles et par les conditions type morphologiques et qualités architecturales et constructives des propres bâtiments ou se développe. La nécessité de fournir les écoles de nouveaux moyens qui proportionnent des environnements de travail adéquats à la pratique de l'enseignement moderne à permet à Industrial laborum Ibérica, basé sur sa vaste expérience dans les domaines hospitaliers et de laboratoire, de développer des projets pour les établissements d'enseignement.

Ces projets sont basés sur des principes de durabilité et d'intervention soutenable, qui englobe des solutions normalisées, basés sur des projets types et sur la construction en série, mais également innovatrices, en ce qui concerne l'espace et la construction, sur des édifices avec valeur patrimoniale.

Industrial Laborum Ibérica répond, de cette façon, aux exigences des nouveaux paradigmes d'enseignement et des conditions environnementales pour assurer le fonctionnement intégré des écoles.

#### Normes et Spécifications

Industrial laborum Ibérica est annuellement contrôlée et certifié par la TÜV Rheinland Group, société leader dans la prestation de services d'inspection et certification. Ainsi le mobilier de laboratoire de ILI répond aux règlements les plus exigeants, vu que tout le processus de production à une certification ISO 9001:2008.

Le parie sur la reconnaissance de nos compétences s'étend aussi à la recherche et certification des Sorbonnes de chimie, EN 14175-2 :2003 (Ed. 1) et EN 14175-3 :2003 (Ed. 1) et des paillasse de laboratoires, EN 13150 :2011 (Ed. 1).





LAB'S SPATIAL  
LAYOUT + STANDARD  
PREP. ROOM

EN

SCHOOL STANDARD CLASSROOMS

The projects which include standardized solutions have generally two standard classrooms: the lab and preparation room.

Through a plan and two views of the same simulated space, it is possible to understand the layout of the fixed and non-fixed equipments throughout the space, as well as the type of equipment of each classroom.

PT

SALAS TIPO DA ESCOLA

The projects which include standardized solutions have generally two standard classrooms: the lab and preparation room.

Through a plan and two views of the same simulated space, it is possible to understand the layout of the fixed and non-fixed equipments throughout the space, as well as the type of equipment of each classroom.


FR

SALLES TYPE DE L'ÉCOLE

Les projets qui englobe des solutions normalisées ont généralement deux types de salles standard: le laboratoire et la salle de préparation.

Grâce à un plan et deux vues d'un même espace simulé, on comprend comment le matériel non-fixe et fixe peut éventuellement s'organiser dans l'espace et l'équipement de chaque salle.

VIEWPORT 1 | VISTA 1 | VUE 1



VIEWPORT 2 | VISTA 2 | VUE 2

CLASSROOM - LABORATORY

SALA DE AULA - LABORATÓRIO  
SALE DE CLASSE - LABORATOIRE

PREPARATION ROOM

SALA DE PREPARAÇÃO  
SALE DE PRÉPARATION

CLASSROOM - LABORATORY


SALA DE AULA - LABORATÓRIO  
SALE DE CLASSE - LABORATOIRE

CLASSROOM - LABORATORY  
SALA DE AULA - LABORATÓRIO  
SALE DE CLASSE - LABORATOIRE


PREPARATION ROOM  
SALA DE PREPARAÇÃO  
SALE DE PRÉPARATION

- A WALL BENCH WITH SHELVING MODULES | BANCADA MURAL COM ALÇADO | PAILLASSE MURALE AVEC ÉTAGÈRE
- B WALL BENCH WITHOUT SHELVING MODULES | BANCADA MURAL SEM ALÇADO | PAILLASSE MURALE SANS ÉTAGÈRE
- C INSTRUCTION WALL | PAREDE DE ENSINO | MUR D'ENSEIGNEMENT
- D TEACHER TABLE | MESA PROFESSORES | PAILLASSE DE PROFESSEUR
- E STUDENT TABLE | MESA ALUNOS | PAILLASSE D'ÉLÈVE
- F STORAGE COMBS | FAVOS DE ARRUMAÇÃO | UNITÉ DE STOCKAGE
- G PREP. ROOM BENCHES | BANCADA DE SALAS DE PREPARAÇÃO | PAILLASSE POUR SALE DE PRÉPARATION
- H FUME CUPBOARD | HOTTE | SORBONNE
- I CABINET FOR CORROSIVE SUBSTANCES | ARMÁRIO PARA SUBSTÂNCIAS CORROSIVAS | ARMOIRE POUR SUBSTANCES CORROSIVES
- J TALL CABINET | ARMÁRIO Estante | ARMOIRE ÉTAGÈRE
- L CABINET FOR FLAMMABLE PRODUCTS | ARMÁRIO DE PRODUTOS INFLAMÁVEIS | ARMOIRE POUR PRODUITS INFLAMMABLES





VIEWPORT 1 | VISTA 1 | VUE 1



VIEWPORT 2 | VISTA 2 | VUE 2














































Industrial Laborum  
lab integrated systems























BANCADA MURAL ESCOLAR  
COM ALÇADO |  
PAILLASSE MURALE SCOLAIRE  
AVEC ÉTAGÈRES

## SCHOOL BENCH WITH SHELVES



**A**


### CARCASES | CORPOS | CORPS

MATERIAL: MELAMINE  
MATERIAL: MELAMINA  
MATÉRIEL: MÉLAMINE

STANDARD




GRAY  
CINZA  
GRIS  
U 708 - ST15



WHITE  
BRANCO  
BLANC  
W 980 - ST2

OPTIONAL  
OPCIONAL | OPTIONNEL



BLACK  
PRETO  
NOIR  
U 999 - ST2

**B**

### STRUCTURE | ESTRUTURA | STRUCTURE

MATERIAL: METAL  
MATERIAL: METAL  
MATÉRIEL: METAL

STANDARD



ANTHRACITE  
ANTRACITE  
ANTHRACITE  
RAL 7026




GRAY  
CINZA  
GRIS  
RAL 7035



WHITE  
BRANCO  
BLANC  
RAL 9010

OPTIONAL  
OPCIONAL | OPTIONNEL



BLACK  
PRETO  
NOIR  
RAL 9005

C

## TRANSPARENT FRONTS | FRENTES TRANSPARENTES | FAÇADES TRANSPARENTES

**MATERIAL: ACRYLIC CRYSTAL**  
MATERIAL: ACRÍLICO CRISTAL  
MATÉRIEL: CRISTAL ACRYLIQUE

STANDARD



**TRANSPARENT**  
TRANSPARENTE  
TRANSPARENT

E

## HANDLE | PUXADOR | POIGNÉE

**MATERIAL: STAINLESS STEEL**  
MATERIAL: AÇO INOX  
MATÉRIEL: ACIER INOXYDABLE

STANDARD



**STAINLESS STEEL**  
AÇO INOX  
ACIER INOXYDABLE

F

## SINK | PIO | ÉVIER

**MATERIAL: POLYPROPYLENE**  
MATERIAL: POLIPROPILENO  
MATÉRIEL: POLYPROPYLENE

STANDARD




**WHITE**  
BRANCO  
BLANC

G


## PANELS | PAINÉIS | PANNEAUX

**MATERIAL: PHENOLIC COMPACT**  
MATERIAL: COMPACTO DE RESINAS FENÓLICAS  
MATÉRIEL: COMPACTE DE RÉSINES PHÉNOLIQUES

STANDARD



**GRAY**  
CINZA  
GRIS



**WHITE**  
BRANCO  
BLANC

OPTIONAL  
OPCIONAL | OPTIONNEL

**BLACK**  
PRETO  
NOIR

EN

### NOTES

Optional - colors on request  
fronts - edges are the same color of carcasses

PT

### NOTAS


Opcional - cores sob consulta  
frentes- orla da mesma cor dos corpos

D


## OPAQUE FRONTS | FRENTES OPACAS | FAÇADES OPAQUE

**MATERIAL: MELAMINE**  
MATERIAL: MELAMINA  
MATÉRIEL: MÉLAMINE


STANDARD



**GRAY**  
CINZA  
GRIS  
U 708 - ST15



**WHITE**  
BRANCO  
BLANC  
W 980 - ST2

OPTIONAL  
OPCIONAL | OPTIONNEL

U 104 - ST15




U 114 - ST15



U 143 - ST15



U 332 - ST15



U 518 - ST9



U 522 - ST15



U 525 - ST15



U 536 - ST15




U 625 - ST15



U 632 - ST15



U 999 - ST2



F 501 - ST2

H


## WORKTOP + SHELVES | TAMPO + PRATELEIRAS | PLAN DE TRAVAIL + ÉTAGÈRES

**MATERIAL: TRESPA TOPLAB PLUS**  
MATERIAL: TRESPA TOPLAB PLUS  
MATÉRIEL: TRESPA TOPLAB PLUS

STANDARD



**GRAY**  
CINZA  
GRIS  
T 03.4.0



**WHITE**  
BRANCO  
BLANC  
T 03.0.0

OPTIONAL  
OPCIONAL | OPTIONNEL

**BLACK**  
PRETO  
NOIR  
T 90.0



FR

### NOTE

Optionnel - couleurs sous demande  
chants de la même couleurs que les corps

BANCADA MURAL ESCOLAR  
SEM ALÇADO |  
PAILLASSE MURALE SCOLAIRE SANS  
ÉTAGÈRES

## SCHOOL BENCH WITHOUT SHELVES



**A**

### CARCASES | CORPOS | CORPS


**MATERIAL: MELAMINE**

MATERIAL: MELAMINA  
MATÉRIEL: MÉLAMINE

STANDARD




**GRAY**  
CINZA  
GRIS  
U 708 - ST15



**WHITE**  
BRANCO  
BLANC  
W 980 - ST2

OPTIONAL  
OPCIONAL | OPTIONNEL



**BLACK**  
PRETO  
NOIR  
U 999 - ST2

**B**

### TRANSPARENT FRONTS | FRENTES TRANSPARENTES | FAÇADES TRANSPARENTES

**MATERIAL: ACRYLIC CRISTAL**

MATERIAL: ACRÍLICO CRISTAL  
MATÉRIEL: CRISTAL ACRYLIQUE

STANDARD



**TRANSPARENT**  
TRANSPARENTE  
TRANSPARENT



**C****SINK | PIO | ÉVIER****MATERIAL: POLYPROPYLENE**MATERIAL: POLIPROPILENO  
MATÉRIEL: POLYPROPYLENE


STANDARD

**WHITE**  
BRANCO  
BLANC**E****HANDLE | PUXADOR | POIGNÉE****MATERIAL: STAINLESS STEEL**MATERIAL: AÇO INOX  
MATÉRIEL: ACIER INOXYDABLE



STANDARD

**STAINLESS STEEL**  
AÇO INOX  
ACIER INOXYDABLE**F****WORKTOP + SHELVES | TAMPO + PRATELEIRAS |****PLAN DE TRAVAIL + ÉTAGÈRES****MATERIAL: TRESPA TOPLAB PLUS**MATERIAL: TRESPA TOPLAB PLUS  
MATÉRIEL: TRESPA TOPLAB PLUS

STANDARD

**GRAY**  
CINZA  
GRIS  
T 03.4.0**WHITE**  
BRANCO  
BLANC  
T 03.0.0OPTIONAL  
OPCIONAL | OPTIONNEL**BLACK**  
PRETO  
NOIR  
T 90.0**D****OPAQUE FRONTS | FRENTES OPACAS |  
FAÇADES OPAQUE****MATERIAL: MELAMINE**MATERIAL: MELAMINA  
MATÉRIEL: MÉLAMINE

STANDARD

**GRAY**  
CINZA  
GRIS  
U 708 - ST15**WHITE**  
BRANCO  
BLANC  
W 980 - ST2OPTIONAL  
OPCIONAL | OPTIONNEL

U 104 - ST15



U 114 - ST15




U 143 - ST15



U 332 - ST15



U 518 - ST9



U 522 - ST15



U 525 - ST15



U 536 - ST15




U 625 - ST15



U 632 - ST15



U 999 - ST2



F 501 - ST2

EN

**NOTES**Optional - colors on request  
fronts - edges are the same color of carcasses

PT


**NOTAS**Opcional - cores sob consulta  
frentes- orla da mesma cor dos corpos

FR


**NOTE**Optionnel - couleurs sous demande  
chants de la même couleurs que les corps

PAREDE DE ENSINO |  
MUR D'ENSEIGNEMENT

# INSTRUCTION WALL



Dim. - mm



**A**


## CARCASES | CORPOS | CORPS

**MATERIAL: MELAMINE**  
MATERIAL: MELAMINA  
MATÉRIEL: MÉLAMINE

STANDARD




**GRAY**  
CINZA  
GRIS  
U 708 - ST15



**WHITE**  
BRANCO  
BLANC  
W 980 - ST2

OPTIONAL  
OPCIONAL | OPTIONNEL



**BLACK**  
PRETO  
NOIR  
U 999 - ST2

**B**

## HANDLE | PUXADOR | POIGNÉE

**MATERIAL: STAINLESS STEEL**  
MATERIAL: AÇO INOX  
MATÉRIEL: ACIER INOXYDABLE

STANDARD



**STAINLESS STEEL**  
AÇO INOX  
ACIER INOXYDABLE

**C**

## STRUCTURE | ESTRUTURA | STRUCTURE

**MATERIAL: METAL**  
MATERIAL: METAL  
MATÉRIEL: METAL


STANDARD



**ANTHRACITE**  
ANTRACITE  
ANTHRACITE  
RAL 7026




**GRAY**  
CINZA  
GRIS  
RAL 7035



**WHITE**  
BRANCO  
BLANC  
RAL 9010

OPTIONAL  
OPCIONAL | OPTIONNEL



**BLACK**  
PRETO  
NOIR  
RAL 9005

EN

### NOTES

Optional - colors on request  
fronts - edges are the same color of carcases

PT


### NOTAS

Opicional - cores sob consulta  
frentes- orla da mesma cor dos corpos

FR

### NOTE

Optionnel - couleurs sous demande  
chants de la même couleurs que les corps



FAVOS DE ARRUMAÇÃO |  
UNITÉ DE STOCKAGE

## STORAGE COMBS

**A**

**CARCASES** | CORPOS | CORPS

**MATERIAL: MELAMINE**


MATERIAL: MELAMINA

MATÉRIEL: MÉLAMINE

STANDARD




**GRAY**  
CINZA  
GRIS  
U 708 - ST15



**WHITE**  
BRANCO  
BLANC  
W 980 - ST2

OPTIONAL  
OPCIONAL | OPTIONNEL



**BLACK**  
PRETO  
NOIR  
U 999 - ST2

**B**

**PLINTH** | RODAPÉ | SOCLE FERMÉ

**MATERIAL: METAL**

MATERIAL: METAL

MATÉRIEL: METAL

STANDARD



**GRAY**  
CINZA  
GRIS  
RAL 7035




**WHITE**  
BRANCO  
BLANC  
RAL 9010

OPTIONAL  
OPCIONAL | OPTIONNEL



**BLACK**  
PRETO  
NOIR  
RAL 9005



**A**

**B**

EN

### NOTES

Optional - colors on request

PT

### NOTAS

Optional - cores sob consulta




FR

### NOTE

Optionnel - couleurs sous demande

MESA DE PROFESSORES |  
PAILLASSE DE PROFESSEURS

## TEACHER TABLE



**A**

**CPU SUPPORT + STRUCTURE**  
| SUPORTE CPU + ESTRUTURA |  
SUPPORT D'UNITÉ CENTRALE +  
STRUCTURE

**MATERIAL: METAL**  
MATERIAL: METAL  
MATÉRIEL: METAL

STANDARD



**ANTHRACITE**  
ANTRACITE  
ANTHRACITE  
RAL 7026

OPTIONAL  
OPCIONAL | OPTIONNEL



**BLACK**  
PRETO  
NOIR  
RAL 9005

**B**

**WORKTOP | TAMPO | PLAN DE  
TRAVAIL**

**MATERIAL: TRESPA TOPLAB PLUS**  
MATERIAL: TRESPA TOPLAB PLUS  
MATÉRIEL: TRESPA TOPLAB PLUS

STANDARD



**GRAY**  
CINZA  
GRIS  
T 03.4.0



**WHITE**  
BRANCO  
BLANC  
T 03.0.0

OPTIONAL  
OPCIONAL | OPTIONNEL



**BLACK**  
PRETO  
NOIR  
T 90.0

EN

**NOTES**

Optional - colors on request

PT

**NOTAS**


Optional - cores sob consulta

FR

**NOTE**


Optionnel - couleurs sous demande





MESA DE ALUNOS |  
PAILLASSE D'ÉLÈVES

## STUDENT TABLE



**A**

### STRUCTURE | ESTRUTURA | STRUCTURE

MATERIAL: METAL


MATERIAL: METAL

MATÉRIEL: METAL

STANDARD




**GRAY**  
CINZA  
GRIS  
U 708 - ST15



**WHITE**  
BRANCO  
BLANC  
W 980 - ST2

OPTIONAL  
OPCIONAL | OPTIONNEL



**BLACK**  
PRETO  
NOIR  
U 999 - ST2

**B**

### WORKTOP | TAMPO | PLAN DE TRAVAIL

MATERIAL: TRESPA TOPLAB PLUS


MATERIAL: TRESPA TOPLAB PLUS

MATÉRIEL: TRESPA TOPLAB PLUS

STANDARD




**GRAY**  
CINZA  
GRIS  
U 708 - ST15



**WHITE**  
BRANCO  
BLANC  
W 980 - ST2

OPTIONAL  
OPCIONAL | OPTIONNEL



**BLACK**  
PRETO  
NOIR  
U 999 - ST2

EN

#### NOTES

Optional - colors on request

PT

#### NOTAS

Optional - cores sob consulta

FR

#### NOTE



Optionnel - couleurs sous demande





BANCADA DE SALAS DE PREPARAÇÃO |  
PAILLASSE DE SALLE DE PRÉPARATION

## PREPARATION ROOM BENCH




**A**

**'C' STRUCTURE** | ESTRUTURA EM 'C' |  
STRUCTURE EN 'C'  
MATERIAL: METAL  
MATERIAL: METAL  
MATÉRIEL: METAL

STANDARD




GRAY  
CINZA  
GRIS  
RAL 7035



WHITE  
BRANCO  
BLANC  
RAL 9010

OPTIONAL  
OPCIONAL | OPTIONNEL



BLACK  
PRETO  
NOIR  
RAL 9005

**B**


**CARCASES** | CORPOS | CORPS

MATERIAL: MELAMINE  
MATERIAL: MELAMINA  
MATÉRIEL: MÉLAMINE

STANDARD




GRAY  
CINZA  
GRIS  
U 708 - ST15



WHITE  
BRANCO  
BLANC  
W 980 - ST2

OPTIONAL  
OPCIONAL | OPTIONNEL




U 999 - ST2



**C****WASHING MODULE | LAVA-LOUÇAS | ÉVIER****MATERIAL: POLYPROPYLENE**MATERIAL: POLIPROPILENO  
MATÉRIEL: POLYPROPYLENE

STANDARD

**GRAY**  
CINZA  
GRIS**WHITE**  
BRANCO  
BLANC**E****HANDLE | PUXADOR | POIGNÉE****MATERIAL: STAINLESS STEEL**MATERIAL: AÇO INOX  
MATÉRIEL: ACIER INOXYDABLE


STANDARD

**STAINLESS STEEL**  
AÇO INOX  
ACIER INOXYDABLE**F****SINK | PIO | ÉVIER****MATERIAL: POLYPROPYLENE**MATERIAL: POLIPROPILENO  
MATÉRIEL: POLYPROPYLENE

STANDARD

**WHITE**  
BRANCO  
BLANC**G****WORKTOP | TAMPO | PLAN DE TRAVAIL****MATERIAL: TRESPA TOPLAB PLUS**MATERIAL: TRESPA TOPLAB PLUS  
MATÉRIEL: TRESPA TOPLAB PLUS

STANDARD

**GRAY**  
CINZA  
GRIS  
T 03.4.0**WHITE**  
BRANCO  
BLANC  
T 03.0.0OPTIONAL  
OPCIONAL | OPTIONNEL**BLACK**  
PRETO  
NOIR  
T 90.0

EN

**NOTES**Optional - colors on request  
fronts - edges are the same color of carcasses



PT

**NOTAS**Opcional - cores sob consulta  
frentes- orla da mesma cor dos corpos

FR

**NOTE**Optionnel - couleurs sous demande  
chants de la même couleurs que les corps**D****OPAQUE FRONTS | FRENTES OPACAS |  
FAÇADES OPAQUE****MATERIAL: MELAMINE**MATERIAL: MELAMINA  
MATÉRIEL: MÉLAMINE

STANDARD

**GRAY**  
CINZA  
GRIS  
U 708 - ST15**WHITE**  
BRANCO  
BLANC  
W 980 - ST2OPTIONAL  
OPCIONAL | OPTIONNEL

U 104 - ST15



U 114 - ST15



U 143 - ST15



U 332 - ST15



U 518 - ST9



U 522 - ST15



U 525 - ST15



U 536 - ST15




U 625 - ST15



U 632 - ST15





U 999 - ST2



F 501 - ST2

ARMÁRIO Estante |  
ARMOIRE Étagère  
**TALL CABINET**




**A**  
**CARCASE** | CORPO | CORPS

**MATERIAL: MELAMINE**  
MATERIAL: MELAMINA  
MATÉRIEL: MÉLAMINE

STANDARD




**GRAY**  
CINZA  
GRIS  
U 708 - ST15



**WHITE**  
BRANCO  
BLANC  
W 980 - ST2

**OPTIONAL**  
OPCIONAL | OPTIONNEL



U 999 - ST2

EN

**NOTES**

Optional - colors on request

PT

**NOTAS**

Optional - cores sob consulta

FR

**NOTE**

Optionnel - couleurs sous demande

**B**

**FRONTS | FRENTEs | FAÇADES**

**MATERIAL: MELAMINE**


MATERIAL: MELAMINA

MATÉRIEL: MÉLAMINE

STANDARD




**GRAY**  
CINZA  
GRIS  
U 708 - ST15



**WHITE**  
BRANCO  
BLANC  
W 980 - ST2

OPTIONAL  
OPCIONAL | OPTIONNEL



U 104 - ST15




U 114 - ST15




U 143 - ST15



U 332 - ST15



U 518 - ST9



U 522 - ST15



U 525 - ST15



U 536 - ST15




U 625 - ST15



U 632 - ST15



U 999 - ST2



F 501 - ST2

**C**

**PLINTH | RODAPÉ | SOCLE FERMÉ**

**MATERIAL: METAL**

MATERIAL: METAL

MATÉRIEL: METAL

STANDARD



**GRAY**  
CINZA  
GRIS  
RAL 7035



**WHITE**  
BRANCO  
BLANC  
RAL 9010

OPTIONAL  
OPCIONAL | OPTIONNEL



**BLACK**  
PRETO  
NOIR  
RAL 9005

**D**

**HANDLE | PUXADOR | POIGNÉE**

**MATERIAL: STAINLESS STEEL**

MATERIAL: AÇO INOX

MATÉRIEL: ACIER INOXYDABLE



STANDARD



**STAINLESS STEEL**  
AÇO INOX  
ACIER INOXYDABLE

HOTTE + ARMÁRIO PARA  
ÁCIDOS E BASES |  
SORBONNE + ARMOIRE POUR  
ACIDES ET BASES

## FUME CUPBOARD + ACIDS AND BASES STORAGE CABINET



**A**

**FUME CUPBOARD** | HOTTE |  
SORBONNE

**MATERIAL: METAL**  
MATERIAL: METAL  
MATÉRIEL: METAL

STANDARD



**GRAY**  
CINZA  
GRIS  
RAL 7035

**B**

**FRONTS** | FRENTES | FAÇADES

**MATERIAL: HPL**  
MATERIAL: HPL  
MATÉRIEL: HPL

STANDARD



**HIGH GLOSS GRAY**  
CINZA ALTO BRILHO  
GRIS BRILLANT

**C**

**CARCASE** | CORPO | CORPS

**MATERIAL: MELAMINE**  
MATERIAL: MELAMINA  
MATÉRIEL: MÉLAMINE

STANDARD



**GRAY**  
CINZA  
GRIS  
U 708 - ST15

EN

### NOTES

Optional[Fume Cupboard] - colors on request

**D**

**TRAYS** | TABULEIROS | PLATEAUX

**MATERIAL: POLYPROPYLENE**  
MATERIAL: POLIPROPILENO  
MATÉRIEL: POLYPROPYLÈNE

STANDARD



**GRAY**  
CINZA  
GRIS

PT


### NOTAS

Opcional [Hotte]- cores sob consulta

FR


### NOTE

Optionnel [Sobornne] - couleurs sous demande



ARMÁRIO PARA SUBSTÂNCIAS  
CORROSIVAS |  
ARMOIRE POUR SUBSTANCES  
CORROSIVES

## CABINET FOR CORROSIVE SUBSTANCES



**A**

**CARCASE** | CORPO | CORPS

**MATERIAL: MELAMINE**

MATERIAL: MELAMINA  
MATÉRIEL: MÉLAMINE

STANDARD



**GRAY**  
CINZA  
GRIS  
U 708 - ST15

**B**

**FRONTS** | FRENTES | FAÇADES

**MATERIAL: HPL**

MATERIAL: HPL  
MATÉRIEL: HPL

STANDARD



**HIGH GLOSS GRAY**  
CINZA ALTO BRILHO  
GRIS BRILLANT

**C**

**PLINTH** | RODAPÉ | SOCLE FERMÉ

**MATERIAL: METAL**

MATERIAL: METAL  
MATÉRIEL: METAL

STANDARD



**GRAY**  
CINZA  
GRIS  
RAL 7035

EN

### NOTES

Optional - colors on request

PT

### NOTAS

Opcional - cores sob consulta

FR



### NOTE

Optionnel - couleurs sous demande



ARMÁRIO PARA PRODUTOS  
INFLAMÁVEIS |  
ARMOIRE DE PRODUITS  
INFLAMMABLES

## CABINET FOR FLAMMABLE PRODUCTS



**A**

**CARCASE** | CORPO | CORPS

STANDARD



**GRAY**  
CINZA  
GRIS

**B**

**FRONTS** | FRENTES | FAÇADES

STANDARD



**HIGH GLOSS GRAY**  
CINZA ALTO BRILHO  
GRIS BRILLANT

**C**

**PLINTH** | RODAPÉ | SOCLE FERMÉ

STANDARD



**GRAY**  
CINZA  
GRIS





## UNIÃO EUROPEIA

Fundo Europeu de  
Desenvolvimento Regional

**sede | head office | siège**  
Rua Marcelino Sá Pires, nº 15, 5º sala 56  
São José de São Lázaro  
4700-924 Braga . Portugal

**delegação comercial | trade delegation | délégation commerciale**  
Rua Professor Hernâni Cidade 11b  
1600-631 Lisboa . Portugal

**instalações fabris | premises | installations de production**  
Sobreiro Torto, Branca - apt.187  
3854-909 Albergaria-a-Velha . Portugal  
T +351 234 529 500  
F +351 234 525 263

